

Installatie voor Macbook

NightWatch Update (v132)



Dit document beschrijft stap voor stap hoe u de applicatie 'NightWatch Updater' kunt installeren op uw **Macbook**. Met deze applicatie kunt u uw NightWatch updaten zodat u gebruik kunt maken van het vernieuwde Portaal.

Stap 1

Download het bestand 'NightWatchUpdater20191129.dmg'. U kunt dit bestand downloaden via www.nightwatch.nl/update. Klik op de knop 'Mac' onder het kopje 'NightWatch update software' om de download te starten.

NightWatch update Software


Mac

Windows

1. Download het bestand via www.nightwatch.nl/update

Stap 2

Zoek het gedownloade bestand 'NightWatchUpdater20191129' op uw computer (kijk in uw 'Downloads' folder). Dubbelklik op dit bestand. De applicatie wordt geïnstalleerd en daarna kunt u hem openen. Klik op het icoontje van de applicatie zoals hier rechts staat afgebeeld.




Stap 3

Omdat de ontwikkelaar van deze applicatie niet bekend is bij Apple, dient u door een extra beveiligingsmelding heen te klikken. Klik hiervoor eerst op OK.




3. Klik bij deze beveiligingsmelding op OK

Stap 4

Nu moet u via uw 'Systeemvoorkeuren' aangeven dat u deze applicatie daadwerkelijk wilt openen. Klik hiervoor links bovenin uw beeldscherm op het 'Apple' icoontje en selecteer vervolgens 'Systeemvoorkeuren...'.


4. Klik op het Appletje links bovenin en klik daarna op 'Systeemvoorkeuren...'


Stap 5

Open 'Beveiliging en privacy' (of klik 'Vorige' als u een andere pagina geopend krijgt).


5. Open 'Beveiliging en privacy'


Stap 6

Klik op vervolgens op 'Open toch'



6. Klik op 'Open toch'

Stap 7

De 'NightWatch Updater' applicatie is nu geïnstalleerd en geopend. Met deze applicatie kunt u uw NightWatch zoeken en updaten.


Klik in de applicatie op 'Info' voor meer informatie hierover.

7. Applicatie is geopend. Klik op 'Info' voor meer informatie